

Caratteristiche del Manometro Insight



Lo strumento è collegabile alla pompa di infusione elettrica MUI a 8 canali. Il sistema è dotato di software per manometria esofagea e software di manometria anrettale, e prevede anche la possibilità di acquisire segnali ph-metrici e impedenziometrici.

Dimensioni: Altezza: 10 cm
Larghezza: 25 cm
Lunghezza: 50 cm

Peso: 3 Kg

Alimentazione: 220 V

Canali: 8 canali per l'analisi della pressione, 5 per l'analisi impedenziometrica, 1 per l'analisi del respiro, 1 per l'analisi deglutizione, 1 per l'analisi EMG e 1 per l'analisi biofeedback

Tipo di catetere: Mono e pluriuso.

Range di misurazione dell'impedenza: 1-10,000 ohm

Range di misurazione del pH: 1.0 - 8.0 pH

Sicurezza del prodotto: Rispetta tutti I requisiti IEC 601-1

EMC: Rispetta tutti I requisiti IEC 601-1-2



Medimar srl
via Rutilia 10/8 – 20141 Milano
tel: 02.574.10.545 – 02.539.03.19
fax: 02.574.10.566
email: info@medimaritalia.it

Ambiente d'utilizzo:

Range di temperatura

Da 10° a 40° C

Da 40° a 50° C

Range di umidità

Da 8 a 80 %

Diminuisce linearmente da
80% a 50% a 50° C

Ambiente di deposito:

Range di temperatura

Da -10° a 60° C

Range di umidità

Da 8 a 90%

Altitudine d'esercizio:

Fino a 3000 m sul livello del mare

Accessori opzionali:

- Carrello
- Kit di calibrazione della manometria
- Kit di calibrazione dell'impedenza e pH
- Cateteri a stato solito, perfusione ed aria
- Sonde ComforTEC® GER
- Biofeedback

Produttore: Sandhill Scientific Inc.