


Caratteristiche del Manometro Insight HRIM

- Dimensioni:** Altezza: 10 cm
Larghezza: 25 cm
Lunghezza: 50 cm
- Peso:** 3 Kg
- Alimentazione:** 220 V
- Canali:** Fino a 32 canali di manometria, 6 canali di impedenza e 2 di pH
- Tipo di catetere:** Mono e pluriuso.
- Range di misurazione dell'impedenza:** 1-10,000 ohm
- Range di misurazione del pH:** 1.0 - 8.0 pH
- Sicurezza del prodotto:** Rispetta tutti i requisiti IEC 601-1
- EMC:** Rispetta tutti i requisiti IEC 601-1-2



Ambiente d'utilizzo:

Range di temperatura

Da 10° a 40°C

Da 40° a 50°C

Range di umidità

Da 8 a 80 %

Diminuisce linearmente da
80% a 50% a 50°C

Ambiente di deposito:

Range di temperatura

Da -10° a 60°C

Range di umidità

Da 8 a 90%

Altitudine d'esercizio:

Fino a 3000 m sul livello del mare

Accessori:

- Kit di calibrazione della manometria
- Kit di calibrazione dell'impedenza e pH
- Catetere HRIM a stato solito

Produttore: Sandhill

Medimar Srl

Ufficio: Via Rutilia 10/8 - 20141 Milano

Tel: 02-57410545

Fax: 02-57410566

E-mail: info@medimaritalia.it

Sito: www.medimaritalia.it