



Medimar S.r.l.
strumenti medicali

Medimar S.r.l. Unipersonale
Sede Legale: Via Ebro, 8 -20141 Milano
Tel. +39 02 57410545 Fax +39 02 57410566
E-mail: info@medimaritalia.it
PEC: medimarsrl@pec.ultraposta.net

NeuroTrac™ PelviTone



Il NeuroTrac™ PelviTone e' un moderno dispositivo a due canali, dotato di 11 programmi pre-impostati per l'incontinenza e 3 programmi personalizzabili.

Il NeuroTrac™ PelviTone puo' essere impiegato per una vasta gamma di problemi di incontinenza ed e' ampiamente usato dai fisioterapisti di tutto il mondo. I nostri studi hanno consentito di metter a punto un dispositivo compatto, funzionale e di facile impiego.

Caratteristiche e Benefici

- Adatto per incontinenza urinaria o rettale
- Dispositivo bicanale digitale
- 11 programmi pre-impostati
- 3 programmi personalizzabili a 5 segmenti
- Possibilità di impostazione del programma per stimolazione del nervo tibiale posteriore
- Possibilità di bloccaggio dell'unita'
- Facile da usare
- Adatto per i fisioterapisti con esperienza nonostante mantenga una grande facilità d'uso
- Compatto, leggero e efficace



Specifiche Tecniche

- Dispositivo bicanale digitale
- 11 programmi pre-impostati
- 3 programmi personalizzabili a 5 segmenti
- Lo schermo LCD mostra l'Intensita', la Frequenza, l'Impulso di Frequenza, il Tempo e la modalità di trattamento
- Durata trattamento: selezionabile da 1 a 90 minuti
- Corrente costante (estende la vita utile della batteria)
- Periodo di Lavoro / Riposo: 2 - 99 secondi
- Frequenza: 2 Hz - 100 Hz, Impulso di Frequenza: 50 μ S - 450 μ S
- Applicazione alternata o sincrona tra il canale A e il canale B
- La funzione di blocco permette di registrare il tempo di utilizzo e di bloccare i parametri dell'unita'
- Spegnimento automatico dopo 4 minuti se il dispositivo non e' in uso
- Facile da usare

Applicazioni

- Incontinenza Urinaria Fecale o Rettale
- Incontinenza da Urgenza
- Incontinenza da Stress
- Perdita di sensibilita'
- Instabilità vescicale
- Stimolazione del Pavimento pelvico
- Rilassamento del Pavimento pelvico
- Antalgica



Medimar S.r.l.
strumenti medicali

Medimar S.r.l. Unipersonale
Sede Legale: Via Ebro, 8 -20141 Milano
Tel. +39 02 57410545 Fax +39 02 57410566
E-mail: info@medimaritalia.it
PEC: medimarsrl@pec.ultraposta.net