



Medimar S.r.l.
strumenti medicali


Medimar S.r.l. Unipersonale
Sede Legale: Via Ebro, 8 - 20141 Milano
Tel. +39 02 57410545 Fax +39 02 57410566
E-mail: info@medimaritalia.it
PEC: medimarsrl@pec.ultraposta.net

Scheda tecnica

Sonda per elettrostimolazione del pavimento pelvico

SONDA ANALE A 2 ELETTRODI PER LA RIEDUCAZIONE PERINEALE MEDIANTE ELETTROSTIMOLAZIONE E BIOFEEDBACK	Codice MEDIMAR: U-PR13-A
---	-------------------------------------



Destinazione d'uso	Sonda anale per elettrostimolazione e registrazione del segnale EMG durante esercizi di biofeedback
Descrizione	Sonda particolarmente adatta per retro-controllo. La forma facilita l'introduzione. Il fermo regolabile favorisce un corretto posizionamento, permettendo alla sonda di adattarsi a tutte le morfologie. Sonda in A.B.S medicale; elettrodi in Inox 304 L o 316 L. Cavi di connessione 120 cm in PVC. Latex Free.
Dimensioni sonda	
Confezionamento	Singolo, in busta ermetica
Conservazione	A temperatura ambiente, all'asciutto ed al riparo da luce e calore
Conformità	Direttiva CEE 93/42 del 14 giugno 1993 recepita con D.L. N. 46 del 24-02-1997 - Marchio CE, Classe IIa
Numero marchio CE	2460
Produttore	Everyway Medical Instruments Co., Ltd.
Distributore	Medimar S.r.l
CODICE CND	Z12062480
N. Repertorio Dispositivi Medici	447563