



Medimar S.r.l.
strumenti medicali

Medimar S.r.l. Unipersonale
Sede Legale: Via Ebro, 8 - 20141 Milano
Tel. +39 02 57410545 Fax +39 02 57410566
E-mail: info@medimaritalia.it
PEC: medimarsrl@pec.ultraposta.net

Scheda tecnica

Sonda per elettrostimolazione del pavimento pelvico

SONDA ANALE A 2 ELETTRODI PER LA RIEDUCAZIONE PERINEALE MEDIANTE ELETTROSTIMOLAZIONE E BIOFEEDBACK

**Codice MEDIMAR:
U-SA-ANALYS+**



Destinazione d'uso	Sonda anale per elettrostimolazione e registrazione del segnale EMG durante esercizi di biofeedback
Descrizione	Questa sonda è costituita interamente da materiale plastico biocompatibile con due elettrodi placcati d'oro. E' leggera (13 gr.) e completamente nichel free. Può essere utilizzata fino a 60 trattamenti e lavata con acqua e sapone. E' realizzata per uso personale e non può essere sterilizzata. La sua forma particolare, gli elettrodi estesi sulla superficie e il buon matching di impedenza con i tessuti la rendono confortevole. La particolare forma di Analis facilita l'inserimento e il mantenimento della stessa in sede; la disposizione degli elettrodi a barra permette una stimolazione efficace e confortevole e l'acquisizione precisa del segnale EMG.
Dimensioni sonda	Diametro massimo: 16 mm Lunghezza: 140 mm Peso: 13 gr. Lunghezza Cavi: 200 mm Connessioni: 2 connessioni con attacco a banana Ø2 mm
Confezionamento	Singolo, in busta ermetica
Conservazione	A temperatura ambiente, all'asciutto ed al riparo da luce e calore
Pulizia e disinfezione	Esclusivamente con acqua e sapone neutro. Disinfettare eventualmente con alcool e risciacquare con acqua prima del riutilizzo. Non sterilizzare.
Conformità	Direttiva CEE 93/42 del 14 giugno 1993 recepita con D.L. N. 46 del 24-02-1997 - Marchio CE, Classe IIa
Numero marchio CE	9687
Produttore	EMC evolution
Distributore	Medimar S.r.l
CODICE CND	U070399
N. Repertorio Dispositivi Medici	186702