



Medimar S.r.l.
strumenti medicali

Medimar S.r.l. Unipersonale
Sede Legale: Via Ebro, 8 - 20141 Milano
Tel. +39 02 57410545 Fax +39 02 57410566
E-mail: info@medimaritalia.it
PEC: medimarsrl@pec.ultraposta.net

Scheda tecnica

Sonda per elettrostimolazione del pavimento pelvico

SONDA VAGINALE PER ELETTROSTIMOLAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO E BIOFEEDBACK EMG	Codice MEDIMAR: U-SV-102
---	-------------------------------------



Destinazione d'uso	Sonda vaginale per elettrostimolazione e registrazione del segnale EMG durante esercizi di biofeedback
Descrizione	I larghi elettrodi d'oro forniscono una stimolazione molto confortevole. La particolare forma si adatta alla morfologia della vagina e garantisce che la sonda rimanga in posizione corretta mentre il paziente lavora, sia in posizione eretta che supina.
Dimensioni sonda	Collegamento mediante 2 fili da 20 cm con terminazione a presa 2mm. Connettore: a banana diametro 2 mm
Confezionamento	Singolo, in busta ermetica
Pulizia e disinfezione	Esclusivamente con acqua e sapone neutro. Disinfettare eventualmente con alcool e risciacquare con acqua prima del riutilizzo. Non sterilizzare.
Conservazione	A temperatura ambiente, all'asciutto ed al riparo da luce e calore
Conformità	Direttiva CEE 93/42 del 14 giugno 1993 recepita con D.L. N. 46 del 24-02-1997 – Marchio CE, Classe IIa
Numero marchio CE	110/MDD
Fornitore	Beacmed S.r.l.
Distributore	Medimar S.r.l
CODICE CND	U070399
N. Repertorio Dispositivi Medici	660552