



Medimar S.r.l.
strumenti medicali

Medimar S.r.l. Unipersonale
Sede Legale: Via Ebro, 8 - 20141 Milano
Tel. +39 02 57410545 Fax +39 02 57410566
E-mail: info@medimaritalia.it
PEC: medimarsrl@pec.ultraposta.net

U-Sports



L'unità U-Sports è un moderno stimolatore (NMES) bicanale portatile indicato per lo sport, la tonificazione muscolare, la riabilitazione muscolare e la riduzione della cellulite. Dotato di 15 programmi sportivi preimpostati per riscaldamento, tonificazione, resistenza, azione capillare e rilassamento muscolare e 3 programmi personalizzabili.

Caratteristiche

- Programmi per sport che richiedono forza muscolare prolungata e ad alta attività quali ciclismo, canottaggio, corsa a media distanza ecc.
- Programmi per produrre la massima forza muscolare e massa muscolare, adatti ad attività quali sollevamento pesi, judo, ecc
- 3 programmi in modalità costante personalizzabili
- Il chiaro display LCD retroilluminato consente di leggere il display più facilmente in condizioni di scarsa illuminazione o oscurità
- Compatto, leggero e affidabile

Specifiche Tecniche

Uscita	Bicanale
Tipologia corrente	Costante
Intensità uscita	0-90 mA
Frequenza uscita	2-100 Hz
Larghezza uscita	Da 50 a 450 µs
Durata trattamento	Fino a 90 minuti
Batterie	1 x 9V
Dimensioni	119,2 x 69 x 28,7 mm
Peso	100 g. batterie incluse
Produttore	Verity Medical LTD
Certificazione	This product is manufactured by Verity Medical Ltd., in compliance with the European Union Medical Device Directive MDD93/42/EEC under the supervision of LRQA Ltd., Notified Body number 0088 .
CND	Z120622
RDM	170766